

Produto de Uso Único – Descartável – Destruir após o uso

ALKO BAG



Descrição: Bolsa plástica, fabricada em PVC atóxico com capacidade de até 3000 mL, com tampa e tubo de PVC atóxicos, de aproximadamente 1,6 metros, e um grampo para o fechamento do tubo.

Indicação: Recipiente próprio para a suspensão de sulfato de bário, e posterior introdução no intestino do paciente, com o auxílio de uma cânula retal, nos procedimentos de clister-opaco enema.

Modo de Uso: Retirar a bolsa da embalagem e certificar-se de que o grampo que lacra o tubo de saída esteja corretamente fechado; abrir a tampa da bolsa. Introduzir o volume de suspensão de sulfato de bário, necessário para a realização do exame. **Agitar fortemente a suspensão antes de colocá-la dentro da bolsa plástica.** A bolsa deverá ser colocada, em um local mais alto, em relação ao paciente. Conectar-se-á uma cânula retal no tubo de saída e introduzir-se-á no ânus do paciente; abrir o grampo. A transferência da suspensão de sulfato de bário se fará por gravidade.

Cuidados e Advertências: Não utilizar o produto, se a embalagem estiver aberta ou danificada. Não reutilizar o produto. Destruir após o uso.

Restrições: O produto não tem nenhuma indicação terapêutica, sendo utilizado apenas na execução do procedimento recomendado. Não há restrições.

Esclarecimento sobre o uso: O produto deverá ser utilizado, em conjunto com uma cânula. E por profissionais especializados.

Armazenamento: A bolsa para clister-opaco enema deverá ser armazenada em local seco, e em temperatura ambiente entre 15°C e 30 °C.

Transporte: Não existem recomendações especiais para o transporte, desde que sejam resguardadas as condições de armazenagem.

Descarte: Descartar o produto de acordo com os procedimentos padronizados no hospital ou clínica, para materiais potencialmente contaminados

Apresentação: Saco plástico contendo uma bolsa plástica para clister-opaco enema. Embalagens secundárias: caixas com 12, 24 ou 48 unidades.

Prazo de Validade: O produto tem um prazo de validade indeterminado, desde que a embalagem não seja violada.

Esterilizado por: Bioxxi Serv. de Esterilização Ltda. Farm. Resp.: Dra. Angélica S. Lapos – CRF/RJ 4778. Lote/Fabricação/Validade: Vide rótulo. Fabricado e Distribuído por: **Alko do Brasil Indústria e Comércio Ltda.** Rua Mapendi, 360 – Taquara – Rio de Janeiro – RJ. CNPJ: 32137424/0001-99 – SAC (21): 2435-9335. Resp. Téc.: **Dra. Luciana R. Alves Carneiro – CRF/RJ 15386. Registro ANVISA nº: 80137010084**

ALKO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua Mapendi 360, Taquara, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22710-255

Tel: 55 21 2435.9335 | Fax: 55 21 2435.9300 | sac@alkodobrasil.com.br | CNPJ: 32.137.424/0001-99