

Produto de Uso Único – Descartável – Destruir após o uso

CÂNULA SEM BALÃO

**Descrição:**

Cânula retal, sem balão, em PVC atóxico. O modelo possui comprimento de 12,7 cm.

Indicação:

Nos procedimentos de clister-opaco enema. Para introduzir no intestino do paciente, de forma higiênica e segura, a quantidade de sulfato de bário necessária, para a realização do exame.

Modo de Uso:

Retirar a cânula da embalagem e conectar no tubo da bolsa; colocar o paciente deitado, em posição lateral e, introduzir cuidadosamente a cânula retal no reto, permitindo que por gravidade o sulfato de bário, que está na bolsa seja introduzido no intestino. Após o término do exame deve-se retirar a cânula cuidadosamente e descartá-la.

Cuidados e Advertências: Não utilizar o produto se a embalagem estiver aberta ou danificada. Produto de uso único e descartável. Não reutilizar o produto. Destruir após o uso.

Restrições: O produto não tem nenhuma indicação terapêutica, sendo utilizado apenas na execução do procedimento recomendado. Não há restrições.

Esclarecimento sobre o uso: O produto deve ser utilizado em conjunto com uma bolsa e por profissionais especializados.

Armazenamento: Armazenar em local fresco e ventilado, e em temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

Descarte: Descartar o produto de acordo com os procedimentos padronizados do hospital ou clínica para materiais potencialmente contaminados.

Precauções: Não utilize após o prazo de validade.

Apresentação: Pediátrica

Lote/Fabricação/Validade: Vide rótulo. Fabricado e Distribuído por: **Alko do Brasil Indústria e Comércio Ltda.** Rua Mapendi, 360 – Taquara – Rio de Janeiro – RJ. CNPJ: 32137424/0001-99 – SAC (21): 2435-9335. Resp. Téc.: **Dra. Luciana R. Alves Carneiro – CRF/RJ 15386. Registro ANVISA nº: 80137010085.**