

Fabricante Recomenda Uso Único. Esterilizados por Óxido de Etileno

PATIENT-SET



Descrição: Conector para Ressonância Magnética (RM) e Tomografia Computadorizada (TC), em PVC atóxico, transparente, flexível, livre de DEHP, livre de látex e isento de metal. A conexão macho *luer lock* é rosqueável, reversível e retrátil em PVC atóxico e tampa protetora em polietileno de alta densidade ventilada/ vazada para facilitar a retirada de ar. O conector macho será acoplado ao acesso venoso do paciente, sendo cateteres e outras conexões. Possui conector fêmea com válvula antirrefluxo, em policarbonato, com tampa protetora, com abertura por pressão. Produto suporta pressão de até 350 PSI. Estéril e apirógeno, a menos que a embalagem esteja danificada. Peça Única.

Indicação: Para injeção de meios de contraste (MC)/solução fisiológica (SF) em injetoras.

Modo de Uso: Em condições assépticas, abrir a embalagem. Preencher o Patient-Set com SF estéril, utilizando seringa de 10 mL ou 20 mL, até a total eliminação do ar, mantendo-o conectado à seringa e puxar o êmbolo da seringa no contra fluxo da corrente sanguínea, até sentir uma pressão contrária e soltar, para verificar o travamento da válvula antirrefluxo ou tampar com um oclutor estéril, o Patient-Set. Outra opção é a retirada do ar do Patient-Set, já conectado no extensor da injetora, de duas seringas com SF. Para injetora de uma seringa, preencher o Patient-Set com contraste, já acoplado ao sistema multipaciente (Transfer- Fill 24h).

Remover a tampa da conexão macho e conectar o Patient-Set firmemente ao cateter periférico do paciente. Em seguida, retirar a tampa protetora da conexão fêmea e conectá-la ao extensor ou ao sistema multipaciente da injetora de contraste.

Este procedimento deve ser realizado por profissional devidamente capacitado e treinado, a fim de garantir segurança do paciente e do profissional, o correto manuseio do produto e a manutenção de sua integridade.

Cuidados e Advertências: Produto não apresenta nenhuma contraindicação. Não interage com o medicamento. Proibido o uso de agulhas para preenchimento do conector. Utilize o produto seguindo a técnica asséptica. Não toque na extremidade dos conectores. Não remova as tampas de proteção até que esteja pronto para fazer conexões. A utilização em desacordo com a instrução de uso do fabricante é de responsabilidade do operador.

- Caso haja difusão do sangue no Patient- Set conectado ao Transfer- Fill, o sangue pode chegar até 3,5cm a partir da parte final do conector macho no sentido do conector fêmea; em até 2h30min de ter puncionado o paciente.

- Se o sangue ultrapassar 3,5 cm do conector macho no sentido do conector fêmea do Patient-Set, isto sim é denominado refluxo, e o Transfer- Fill deverá ser descartado.

Armazenamento: Temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

Descarte: O produto deve ser descartado de acordo com os procedimentos padronizados pelo hospital ou clínica para materiais potencialmente contaminados, segundo o plano de gerenciamento de resíduos dos serviços de saúde.

Precauções:

- Verificar se não há presença de bolhas de ar, antes de conectar ao paciente;
- Certifique-se que houve uma conexão adequada com o cateter periférico, antes de iniciar o exame;
- Não utilize o produto caso a embalagem esteja danificada;
- Não utilize após o prazo de validade.

Apresentação: Embalagem constituída de filme e papel grau cirúrgico na apresentação de 20cm.

Legenda dos símbolos presentes na embalagem:



Consulte as instruções de uso



Não pirogênico



Não reutilizar



Não utilizar se a embalagem estiver danificada consultar as instruções de uso



Sistema de barreira feito com Estireno-Butadieno-Estireno



Dispositivo Médico



Livre de DEHP



Livre de latex



Esterilizado com óxido de etileno



Limite de temperatura (15°/30°)



Data de fabricação



Data de validade



Código do lote