

Fabricante Recomenda Uso Único. Esterilizados por Óxido de Etileno

SERINGA 200105B



Descrição: Material compatível com injetora de meios de contraste (MC) e/ou solução fisiológica (SF). Seringa de 200 mL em PVC atóxico e livre de látex. Composto por acessórios: tubo J de enchimento rápido e *spike* longo. Produto estéril e apirógeno.

Indicação: O conteúdo desta embalagem se destina a ser usado na injeção de meios de contraste.

Compatível com injetoras: LF CT 9000; LF CT 9000 ADV; OptiOne ; LF Optivantage.

Modo de Uso: Com meios assépticos, abrir a embalagem e manusear o material adequadamente, para minimizar o risco de contaminação.

Instalação da seringa: Certifique-se de que o pistão na cabeça da injetora está completamente retraído. Retire a seringa da embalagem, conecte corretamente na injetora, ou seja, até o travamento completo. Certifique-se de que a seringa esteja conectada corretamente na injetora.

Preenchimento da Seringa: Incline a cabeça do injetor (ou o módulo de interface de seringa) para cima. Avance o êmbolo para a posição da frente completamente. Remova a tampa de proteção da ponta da seringa luer e anexe um dispositivo de enchimento estéril na ponta da seringa. Tubo de preenchimento rápido, Spike. Encha a seringa com meio de contraste pelo dispositivo de enchimento: a. Tubo de preenchimento rápido: Levante a garrafa de contraste até o tubo de preenchimento rápido estar totalmente inserido. A extremidade do tubo de preenchimento rápido deve estar perto do fundo da garrafa de contraste. b. Spike - Prepare a garrafa ou bolsa de contraste e / ou solução de lavagem. Empurre a garrafa ou bolsa até o spike entrar na garrafa do contraste. Nota: Use o tubo de preenchimento rápido ou dispositivo equivalente para reduzir o volume e tamanho de bolhas de ar puxadas para dentro da seringa durante o enchimento. É mais difícil remover as bolhas de ar se usar tubos de menor diâmetro, tais como cateteres sobre agulha, ou tubo mais longo do que 10 polegadas (25 cm). Absorva o meio de contraste para a seringa.

Expelindo ar e anexando o tubo conector: Depois de preencher a seringa, você deve anexar o tubo conector e expulsar todo o ar da seringa. Para fazer isso: Remova o dispositivo de enchimento e expulse o ar da seringa. Não bata na seringa para remover bolhas de ar. Inverter o êmbolo 3 a 5 ml e, em seguida, se for o caso, balançar a cabeça do injetor sobre o pivô para desalojar as bolhas. Expelir o ar restante. Se estiver usando um tubo conector de pressão com uma válvula de segurança integrada, anexe o lado mais curto do Y do tubo T para o contraste (seringa A) e o outro lado para a solução salina (seringa B). Não inverta o êmbolo na Seringa depois de ter conectado o tubo. Verifique se a mangueira não está torcida ou

obstruída. Use o botão manual para avançar o êmbolo da seringa para fornecer um fluxo lento de meio de contraste através da tubulação conectora. Uma ausência de fluxo é uma indicação óbvia de ar no percurso do fluido. Verifique que todo o ar foi expelido da seringa e do percurso do fluido. Incline a cabeça da injetora (ou módulo de interface da seringa) para baixo.

Reinstalando uma seringa: Insira a extremidade da seringa na cabeça da injetora. Avance o pistão até que ele tenha passado os pés do êmbolo e o pistão e o êmbolo se interligarem. Instale a seringa na injetora. Proceda normalmente, aspirando e desalojando qualquer bolha.

Removendo a seringa: Para desconectar a seringa quando o procedimento for concluído, remova-a da cabeça da injetora. Descarte todos os componentes utilizados.

Cuidados e Advertências: Embolização do ar pode causar problemas/danos graves ou morte do paciente. Não ligue um paciente no injetor até que todo o ar tenha sido retirado da seringa e percurso do fluido. Leia atentamente as instruções para o carregamento para reduzir a possibilidade de embolia aérea. A contaminação biológica pode resultar de reutilização de material descartável ou falha em seguir técnica asséptica. Descarte corretamente itens descartáveis após o uso. A esterilidade da seringa será comprometida se o êmbolo for retirado da seringa. Não remova o êmbolo para preencher a seringa. A contaminação bacteriana pode ocorrer se as seringas forem usadas para armazenar o meio de contraste. Usar as seringas carregadas imediatamente. Não guarde seringas carregadas para uso posterior. Descarte as seringas carregadas e não utilizadas. Se a embalagem for usada, podem ocorrer danos ao paciente ou operador. Inspecionar visualmente o conteúdo e a embalagem antes da utilização. Poderão ocorrer danos ao paciente se a seringa não estiver conectada corretamente. Não carregar ou injetar a menos que a seringa esteja conectada corretamente. Certifique se as marcas de alinhamento na seringa e cabeça do injetor estão alinhadas corretamente e se o pistão e êmbolo estão interligados. Acoplamento inadequado pode causar embolização de ar ou entrega (transmissão) de volume inadequado.

Contraindicação: Estes dispositivos não são destinados ao uso múltiplo, infusão de fármaco, quimioterapia ou qualquer outro uso para o qual o dispositivo não está indicado.

Armazenamento: Temperatura entre -18°C a 50°C em local fresco e seco.

Descarte: O produto deve ser descartado em recipiente apropriado, de acordo com procedimentos padronizados pelas clínicas e/ou hospitais. Considerando se o lixo é infectante e/ou químico.

Precauções: Podem ocorrer danos aos componentes se não for instalado corretamente. Assegurasse-se de que todas as conexões estão seguras, não aperte demais. Isso ajudará a minimizar desconexão e danos aos componentes. - Consulte o manual de operação do injetor para mais instruções.

Legenda dos símbolos presentes na embalagem:



Consulte as instruções de uso



Não pirogênico



Não reutilizar



Não utilizar se a embalagem estiver danificada consultar as instruções de uso



Sistema de barreira feito com Estireno-Butadieno-Estireno



Dispositivo Médico



Livre de DEHP



Livre de latex



Esterilizado com óxido de etileno



Limite de temperatura (-18°/50°)



Data de fabricação



Data de validade



Código do lote