

Fabricante Recomenda Uso Único. Esterilizados por Óxido de Etileno

TOMO-SET



Descrição: Conector espiralado para Ressonância Magnética e Tomografia Computadorizada fabricados em PVC atóxico, isento de metal, livre de DEHP e livre de látex. Possui conectores fêmea e macho fixos e tampa protetora em polietileno de alta densidade. Produto suporta pressão de até 350 PSI.

Indicação: Para injeção de meios de contraste.

Modo de Uso: Com meios assépticos, abrir a embalagem. Acoplar o conector fêmea na seringa da injetora e o macho conectar-se-á ao acesso do paciente. Este procedimento deve ser realizado por profissional altamente especializado e treinado na execução de técnicas cujo objetivo principal é manter a integridade do produto para o benefício do paciente.

Cuidados e Advertências: O produto não apresenta nenhuma contraindicação. Não interage com o medicamento em qualquer momento. Proibido o uso de agulhas para preenchimento do conector. Siga a técnica asséptica ao utilizar materiais descartáveis. Não toque na extremidade dos conectores. Não remova as tampas de proteção até que esteja pronto para fazer conexões. A utilização em desacordo com a instrução de uso do fabricante é de responsabilidade do operador.

Armazenamento: Temperatura ambiente entre 15°C e 30°C.

Descarte: Descartar o produto de acordo com os procedimentos padronizados no hospital ou clínica para materiais potencialmente contaminados.

Precauções: Verificar se as conexões estão bem fixas antes de iniciar a injeção de contraste. Não utilize o produto caso a embalagem esteja danificada. Não utilize após o prazo de validade.

Apresentação: Embalagem constituída de filme e papel grau cirúrgico na apresentação de 180cm. Estéril e apirógeno, a menos que a embalagem esteja danificada. Peça Única.

Legenda dos símbolos presentes na embalagem:

	Consulte as instruções de uso
	Não pirogênico
	Não reutilizar
	Não utilizar se a embalagem estiver danificada consultar as instruções de uso
	Sistema de barreira feito com Estireno-Butadieno-Estireno
	Dispositivo Médico
	Livre de DEHP
	Livre de latex
	Esterilizado com óxido de etileno
	Limite de temperatura (15°/30°)
	Data de fabricação
	Data de validade
	Código do lote

ALKO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua Mapendi 360, Taquara, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22710-255

Tel: 55 21 2435.9335 | Fax: 55 21 2435.9300 | sac@alkodobrasil.com.br | CNPJ: 32.137.424/0001-99